
DISPOSITIVO DE PUNCION

Clasificación: Sin calificación
17,87 €
1,62 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)
Fabricante: [LABORATORIOS MENARINI](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Dispositivo para punción capilar. Dispositivo universal, puede ser utilizado con la mayoría de las lancetas del mercado. Uso recomendado con Menalancet y Glucoject lancets plus.

MODO DE EMPLEO

Lávase bien las manos o el lugar alternativo de punción con agua caliente y jabón y séquese bien antes de la punción.

Desenrosque el capuchón del dispositivo de punción girándolo en sentido anti horario.

Inserte con fuerza una lanceta estéril nueva en la parte inferior del portalancetas.

Ajuste la profundidad de penetración girando la punta. 1-2 para piel suave o fina, 3 para piel media, 4-5 para piel gruesa o callosa.

Tire del cilindro deslizante para cargar el dispositivo contra el dedo y apriete el botón de punción.

Presione firmemente el dispositivo contra el dedo y apriete el botón de punción.

Empuje hacia adelante el expulsor de lancetas con el pulgar, y al mismo tiempo, tire del cilindro deslizante para desechar la lanceta usada.

Cómo utilizar el capuchón transparente:

- presione firmemente el dispositivo contra la piel área escogida durante unos segundos, luego, presione el botón de punción para tomar la muestra.

- contro a través del capuchón transparente hasta que se acumule una cantidad de sangre suficiente. Si la sangre no es suficiente, masajee suavemente la zona hasta obtener la cantidad suficiente para la muestra.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse nunca para más de un paciente.

Utilice una lanceta nueva para cada punción y no guarde lancetas en el dispositivo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.