

## HYLO GEL 10 ML

10 ML

Clasificación: Sin calificación

17,48 €

1,59 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [BRILL PHARMA](#)

Descripción

### ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Colirio lubricante.

Producto Sanitario con marcado CE. ON: 0197. Clase IIa, estéril.

Contiene 2 mg/ml de hialuronato de sodio.

### COMPOSICIÓN

Contiene 2 mg/ml de hialuronato de sodio.

### MODO DE EMPLEO

Retire el tapón antes de su uso.

Antes de la primera aplicación, gire el frasco con su punta hacia abajo y presione sobre la parte inferior del envase hasta que aparezca la primera gota en la boquilla. Ahora el envase está listo para su uso.

Mantenga el envase boca abajo y presione fuerte la base inferior del envase.

Esto activa el mecanismo para la liberación de una gota. Gracias al sistema de válvula COMOD, el tamaño y velocidad de cada gota es siempre el mismo independientemente de la presión que se aplique.

Incline la cabeza ligeramente hacia atrás, retire el párpado inferior e instile una gota en el ojo. Cierre lentamente el ojo permitiendo que el líquido se extienda uniformemente sobre la superficie del ojo.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Cuando se aplique las gotas evite cualquier contacto entre la punta del envase y el ojo o la piel.

Un envase Hylo-Gel debe ser usado únicamente por una misma persona.

Puede utilizar Hylo-Gel con el uso de lentes de contacto duras o blandas.

Si usa algún otro medicamento en gotas oftálmicas, espere al menos 30 minutos tras su aplicación antes de utilizar Hylo-Gel.

Éste siempre debe ser el último en aplicarse, excepto con las pomadas oculares.

No utilizar Hylo-Gel si es hipersensible a alguno de los componentes.

Hylo-Gel puede ser utilizado hasta 6 meses después de su apertura.

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.