

Stratamed Película Protectora Heridas 5 g

PELÍCULA DE SILICONA PROTECTORA DE HERIDAS - 5G

Clasificación: Sin calificación

17,00 €

1,55 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [LETI](#)

STRATAMED - Película protectora para el cuidado avanzado de heridas - Tubo 5g

Tratamiento avanzado para el uso en herida abierta y piel comprometida que previene la formación de cicatrices anómalas

Stratamed® es el primer gel de silicona de uso tópico que está aprobado para ser utilizado inmediatamente después de procedimientos invasivos, lo que lo convierte en un complemento sencillo en cualquier protocolo de cicatrización de heridas.

- Previene la formación de cicatrices anómalas
- Reduce la respuesta inflamatoria (Reduce el enrojecimiento y Alivia el picor y las molestias)
- Es bacteriostático e inerte
- Mantiene el balance hídrico de la piel

INDICACIONES

Cuidado específico de las zonas propensas a las durezas y a la sequedad extrema (codos, rodillas, pies). Elimina el engrosamiento cutáneo. Normaliza el proceso de descamación natural de la piel. Repara las grietas. Hidrata la piel en profundidad. Alivia el picor y la irritación. Contiene Urea al 20%

MODO DE EMPLEO

En primer lugar, compruebe que la piel afectada o la herida estén limpias. Antes de aplicar el producto, elimine cuidadosamente el exceso de exudado o fluido de la herida.

En piel dañada o lesionada que no precisa un apósito protector secundario

1. Aplicar una capa muy fina de Stratamed® en el área afectada y dejar que el gel se seque.
2. Aplicar Stratamed® una vez al día o dos veces en caso de áreas expuestas o según las indicaciones del médico.
3. Una vez seco, Stratamed® puede cubrirse con protector solar o maquillaje.

En piel dañada o lesionada que precisa un apósito protector secundario

1. Aplicar una capa muy fina de Stratamed® y tapar después con el apósito protector secundario. No es necesario dejar secar.
2. Aplicar de nuevo Stratamed® al cambiar el apósito o al comprobar la evolución de la herida, o según las recomendaciones del médico.

Para obtener los mejores resultados, Stratamed® tiene que estar en contacto continuo con la piel (24 horas/día). Si se aplica correctamente, Stratamed® se seca en 5 ó 6 minutos. Si tarda más tiempo en secarse, es probable que se haya aplicado demasiada cantidad. En ese caso, será necesario retirar cuidadosamente la cantidad sobrante con un pañuelo de papel o una gasa y dejar que continúe el proceso de secado. La diferencia de temperatura entre el gel y la piel favorece el proceso de secado. En climas cálidos, para reducir el tiempo de secado, conserve Stratamed® en la nevera.

INGREDIENTES

Polisiloxanos, resina de siloxano.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.